

F67 Pro Smartwatch med EKG, Blodsukker og Urinsyremåling



Krav til telefonsystem: iOS 13 og nyere / Android 8.0 eller nyere

Produktopstart og opladning

1. Når du bruger smartwatchet for første gang, skal du bruge en 5V/1A strømadapter til at oplade det i mere end 30 minutter (batteriet er fuldt opladet på ca. 2 timer) for at undgå lav strøm og manglende tænding.
2. For at sikre gode opladningskontakter skal metalkontakterne holdes fri for snavs, oxidation og urenheder.
3. Hvis du ikke bruger dit smartwatch i længere tid, skal du slukke uret og sørge for at oplade det en gang om måneden for at forlænge urets levetid.
4. Opladningskablet, der følger med uret, er et magnetisk opladningskabl. Oplad det som vist på figuren nedenfor.
5. Efter hver opladning skal du frakoble opladningskablet fra strømadapteren.
6. Efter opladning skal du fjerne opladningskablet fra strømadapteren og undgå at suge det på metalgenstande.


Vejledning til brug af APP-forbindelse



Download venligst appen "Joeme Fit" ved hjælp af den todimensionelle kode nedenfor på din telefon, eller søg efter appen "Joeme Fit" i Google Play Store og Apple Store. Installer den derefter på din telefon.

Bemærk: Når du installerer og bruger "Joeme Fit"-appen for første gang, beder systemet dig om at aktivere din telefons tilladelser til GPS, Bluetooth, filer, kameraer, beskeder, notifikationer osv., og i alle tilfælde klikker du på "Tillad" for at sikre, at alle funktioner er normale.

Smartwatchet er forbundet med Joeme Fit-appen.



Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at tænde smartwatchet



Tænd din telefons Bluetooth og GPS



Åbn appen "Joeme Fit", og tryk på "Tilføj enhed" på skærmen "Enheder".




Vælg "F000" på søgesiden. Hvis "F000" ikke er på listen, skal du rulle ned for at søge igen og derefter vælge "F000" for at fuldføre tabellen.

Opkaldsforbindelser


Når smarturet er korrekt forbundet til "Joeme Fit"-appen, vil opkaldsfunktionen også automatisk blive forbundet samtidig, men den kan ikke automatisk blive forbundet på grund af systemversionen og mobiltelefonens tilladelser.

Sådan løser du det:


1. Der er en grå knap "Gå til Indstillinger" øverst i Joeme Fit APP'en. Klik for at åbne opkaldsindstillingerne, klik på knappen "Åbn", og vent et par sekunder, indtil den viser, at den er forbundet.



- A. Stryg ned på urskivens brugerflade for at åbne kontrolpanelet, tryk på Bluetooth-opkaldsikonet, og tryk derefter på "Ikke forbundet", hvorefter uret åbner opkaldssøgningssiden.
- B. Åbn telefonens "Indstillinger" – "Bluetooth-indstillinger", og søg efter "F000", og tryk på Opret forbindelse for at parre.



Hvis opkaldsikonet lyser, betyder det, at dit smartwatch er normalt forbundet til din telefon, og du kan bruge uret til at foretage opkald og afspille musik.




Bemærkning:

1. Smarturet giver brugerne en opkaldsfunktionsknap og en medieafspilningsfunktion til/fra. Hvis du midlertidigt har brug for at slå opkaldsfunktionen og musikafspilningsfunktionen til eller fra under brug, kan du slå den til eller fra i urets genvejsmenu.
2. For at brugerne kan få en bedre oplevelse, når de bruger det tilsluttede smartwatch for første gang, er medielyden som standard slået fra, og brugerne kan tænde den i henhold til den faktiske situation.
3. På grund af opdateringen af mobiltelefonsystemet og APP-versionen kan den faktiske betjening afvige en smule fra vejledningen. Se venligst den faktiske betjening.

Funktion til påmindelse om beskeder

Som standard er kun opkaldspåmindelser aktiveret, og andre påmindelser kan indstilles automatisk af brugerne baseret på faktisk brug.

(Udover at indstille via appen kan du også vælge at slå notifikationer til i indstillingerne → funktionsindstillingerne på uret)



Gå til siden med urfunktioner.



Klik på menuen Infoadvarsler.



Tænd for kontakten bag den app, der skal påmindes.



For apps, der ikke er på listen, kan du åbne de andre muligheder nedenfor og vælge den tilsvarende APP.

Hvis uret stadig ikke kan modtage påmindelsesbeskeden efter indstillingerne i henhold til manualen, skal du gå ind i den personlige centergrænseflade, åbne tilladelsesstyringen for at kontrollere, om indstillingerne er korrekte, og følge instruktionerne for at fuldføre telefonindstillingerne.

Administration af APP-tilladelser

1. Når appen installeres og bruges for første gang, vil appen vise den relevante anmodning om tilladelse. For at sikre normal brug af funktionen, bedes du tillade dem alle.
2. Hvis du ikke er opmærksom på afvisningen af tilladelsesansøgningen, kan du tjekke det via appen's tilladelsesstyringsfunktion og nulstille det i henhold til påmindelsen.
3. For at sikre normal brug af funktionen skal appen sørge for baggrundsdrift. Nogle mobiltelefonsystemer rydder automatisk baggrunden. Deaktiver venligst den automatiske styring i strømforbrugsstyringen i "Joeme Fit"-appen i mobiltelefonens batteriindstillinger, aktivér 3. Tillad opstart og baggrundsaktiviteter, tilføj appen til hvidlisten, eller aktivér baggrundsopdatering af appen, og lås baggrundsdriften.
4. Nogle chat-apps (såsom WeChat og QQ) har deres egne indstillinger for informationsadministration. Aktiver venligst beskednotifikationer i chat-appens indstillinger.


Nogle apps tillader multiklient-drift, og mobiltelefonen vil ikke længere give en påmindelse efter at have læst oplysningerne i den anden ende.

(Hvis WeChat-computeren og mobiltelefonen er logget ind på samme tid, og computeren læser oplysningerne, vil mobiltelefonen ikke have en påmindelse). I dette tilfælde vil uret heller ikke have en påmindelse, og det kan løses, hvis computerens chatvindue er lukket.

Sundhedsfunktionen registrerer automatisk kontakten

Uret har en 24-timers sundhedsdetektionsfunktion, herunder puls, kropstemperatur, blodtryk, blodsukker, blodilt, blodkomponenter, trykdetektion, 24-timers videnskabelig søvnovervågning og fald-detektionsopkald, som brugerne kan aktivere i henhold til faktisk brug.

(Hvis du aktiverer automatisk detektion, forkortes brugstiden)




APP: Enhed > Sundhed og overvågning

Ur: Opsætning > Sundhed og overvågning

Indstillinger for urskive

Uret har en række særlige eksklusive urskiver, et stort antal netværks-urskiver, og brugerne kan uploade deres egne billeder for at lave urskiver.



Der er flere faste og særlige eksklusive urskiver på den lokale urskive, og brugerne kan frit vælge at skifte mellem uret og appen.

Fotourskive: Brugere kan frit uploade billeder og oprette eksklusive urskiver i henhold til instruktionerne.


Marked for urskiver: APP'en tilbyder et stort antal urskiver, som ikke opdateres fra tid til anden, og brugerne kan vælge deres foretrukne urskiver at downloade til uret.

Aktiver sti: Enhed > urskivemarked/urskiveadministration

Andre indstillinger

Ud over ovenstående funktioner tilbyder appen og uret også funktioner som sprogsift, skærmtid, vejr, enhed, vækkeur osv. På grund af begrænset plads kan brugerne selv opleve det.

Introduktion til urets funktioner



1. Multifunktionskrone

2. EKG-elektroder

Introduktion til kronens funktion

Multi-Menu Krone:

Tænd og sluk:

Tryk og hold kronen nede i 3 sekunder for at tænde, når strømmen er slukket, og tryk og hold nede i 5 sekunder for at få vist nedlukningsgrænsefladen i tændt tilstand, og stryg for at slukke.

Lys skærm:

Tryk én gang på kronen for at tænde den, mens skærmen er slukket.

Liste over ind- og udgangsfunktioner:

Tryk én gang på kronen i urskivens brugerflade for at åbne funktionslisten, og tryk derefter igen for at afslutte listen.

Skift tema:

I funktionslistetilstanden skifter tema efter tur ved at dobbeltklikke på kronen.


EKG-elektroder:

EKG, kropskompositionstest: Fingrene berøres tæt på elektroderne.

Der er små forskelle mellem de forskellige modeller, og det faktiske produkt er gældende.

Opkald, Kontakter, Opkaldslogge

Bemærk: For at bruge de opkaldsrelaterede funktioner skal du oprette forbindelse til "Joeme Fit"-appen og samtidig oprette forbindelse til opkaldsfunktionen. Se ovenstående betjeningsvejledning for den specifikke tilslutningsmetode.




Kontakter i adressebogen skal tilføjes via "Joeme Fit"-appen



EKG

EKG-overvågning giver dig mulighed for at observere og forstå din hjertetilstand når som helst, forebygge og opdage hjertesygdomme så hurtigt som muligt.



(Hold uret på under testen, og rør elektroderne med fingrene på den anden hånd. For at bevare dataenes nøjagtighed, skal huden på kontaktelektrodepuden holdes fugtig.)



Blodkomponenter

Ikke-invasiv blodkomponentanalyse kan tydeligt forstå indekssniveauerne af urinsyre og blodlipider i blodet, så du effektivt kan forhindre dem i dine spisevaner.


(24-timers blodkomponentovervågning skal være aktiveret i appen eller på uret)

Klik på "Sundhed og overvågning" i grænsefladen "Enheder".



"Kalibrering af blodkomponenter"

I privat tilstand for blodsammensætning skal du indtaste værdierne for urinsyre, blodlipider og andre værdier, der for nylig er blevet testet på hospitalet, så vil uret være mere præcist i din krops blodsammensætning.






Ikke-invasiv blodglukosemåling

Uret har en ikke-invasiv blodglukosemålingsfunktion, så brugerne kan måle blodglukoseværdier på en bærbar, realtids-, sikker og effektiv måde, så du kan justere din kost i tide og effektivt forhindre det på forhånd.

1. 24-timers test, du skal aktivere automatisk detektion i APP'en eller uret.

2. APP'en tilbyder en privat tilstand for blodglukose, hvor den fastende blodglukoseværdi vælges, og den efterfølgende blodglukosemåling er mere i overensstemmelse med brugerens faktiske tilstand.




Klik på "Sundhed og overvågning" i grænsefladen "Enheder".



"Blodsukkerkalibrering"

I privat tilstand for blodsukker skal du indtaste den blodsukkerværdi, der for nylig er blevet målt med en medicinsk enhed, så uret kan registrere blodsukkeret i din krop mere præcist.



Kropssammensætning

Kropssammensætningstest, hurtigere og mere bekvemt til at forstå din egen kropsfedrate, muskelrate og andre proportioner. Hold øje med proportionerne af din krops ingredienser og gør din krop mere perfekt.

(Hold uret på under testen, og rør elektroderne med fingrene på den anden hånd. For at bevare dataenes nøjagtighed, skal huden på kontaktelektrodepuden holdes fugtig.)



Øjeblikkelig pulsregistrering

Hold altid øje med dit hjertes sundhed, uret tilbyder pulsmåling i realtid, 24-timers pulsovervågning og alarmfunktioner for høj puls.

Urets pulsmåling er i realtid. Gå ind i pulsskærmen, og start testen, indtil den sorte skærm vises. 24-timers pulsmåling og alarm for høj puls skal være aktiveret i appen eller uret.



Klik på "Sundhed og overvågning" i grænsefladen "Enheder".



"Advarsler om høj puls"

Du kan indstille den tilsvarende pulsalarmværdi i henhold til din fysiske tilstand. Når en pulsalarm er aktiv, skal du justere din aktuelle fysiske tilstand i tide og tage en dyb indånding for langsomt at berolige din krop og dit hjerteslag.



Overvågning af søvnkvalitet

Smartwatchet overvåger din søvnkvalitet, mens du sover, og udarbejder en rapport, der hjælper dig med at forbedre din søvnkvalitet.

Bemærkning:

1. Uret har en videnskabelig dvaletilstand, som åbnes. Når dvaletiden overstiger 5 minutter, optages og analyseres uret. Hvis den videnskabelige dvaletilstand aktiveres, forkortes urets standbytid, og brugeren kan tænde den efter behov.
2. Hvis den videnskabelige søvntilstand ikke er aktiveret: Det er søvntidspunktet at stå op fra kl. 18 til den næste dag, og andre tidspunkter tæller ikke som søvn;
3. Hvis søvnen er kort, under gang og andre handlinger, kan smartwatchet muligvis ikke genkende søvntilstanden, eller dataene er unøjagtige.



Ægte rødt lys-blodiltmåling (24-timers blodilt)

Uret er udstyret med en højpræcisionschip til ilt i blodet, der måler blodets iltniveau med rødt lys. Dette funktionelle ur kontrollerer kroppens iltniveau i blodet for at spore ændringer i kroppen. Uret giver natlig iltmåling ud over manuel iltmåling i blodet og registrerer din ilt i blodet under søvn.

(Heldagsovervågning af blodilt. Du skal aktivere automatisk detektion i appen eller på uret. Aktiver heldagsovervågning af blodilt, hvilket vil øge strømforbruget)



Blodtryksmåling

Mål dit blodtryk i realtid for at holde dig synkroniseret med din krop og give dig selv bedre sundhedsbeskyttelse.


(24-timers test, du skal åbne APP'en eller aktivere den automatiske detektion i uret)

Klik på "Sundhed og overvågning" i grænsefladen "Enheder".



"Trykkalibrering"

I privat blodtrykstilstand skal du indtaste den blodtryksværdi, der for nylig er målt med et medicinsk udstyr, for bedre at kalibrere nøjagtigheden af urets blodtryksværdi for din krop.



Kontrol af kropstemperatur

Værktøj til måling af kropstemperatur til nemt at forstå ændringer i kropstemperaturen.

(For at sikre nøjagtigheden af dataene, bedes du have den på i 10 minutter og derefter måle. Efter 24 timers måling skal du aktivere automatisk detektion i appen eller uret)



MET

Metabolisk energiækvivalent, som er en almindeligt anvendt indikator for relative energimetabolismeniveauer for forskellige aktiviteter baseret på energiforbrug i stille og siddende stillinger. Et internationalt accepteret mål for fysisk aktivitet.



HRV

Henviser til pulsvariabilitet og er et mål for tidsintervallet mellem hjerteslag.

Hvordan indikatoren ændrer sig. Uret genererer automatisk en rapport, som kan ses på uret og appen.




Tryk

I henhold til omfattende indikatorer for den enkelte persons krop, kombineret med algoritmen, gives og vises trykrapporten på uret. Stress udtrykkes i normal, mild, moderat og svær. Det kan hjælpe brugerne med at finde skjulte farer i tide og målrette dem for at forbedre deres helbred.


Bemærk:

1. Overvågningsdataene og resultaterne for dette produkt er kun til reference og ikke til diagnostiske eller medicinske formål. Undlad at diagnosticere og behandle dig selv ud fra måleresultaterne. Følg lægens anvisninger. Hvis du føler dig utilpas, skal du søge lægehjælp i tide.
2. Der kan være målefejl ved måling af blodtryk, puls og EKG i tilfælde af arytmi.
3. Dette produkt er beregnet til at detektere bøjede arterier ved håndleddet, hvilket kan forårsage målefejl hos patienter med høj blodviskositet, dårlig mikrocirkulation og patienter med åreforkalkning (såsom diabetes, hyperlipidæmi, hypertension, cerebral trombose osv.).



Meddelelse


Viser ulæste beskeder fra din telefon. Såsom SMS, WeChat, QQ osv.



Musik

Du kan bruge denne funktion til at afspille musik på dit ur og styre musikken på din telefon.


Uret kan kun afspille musik, når det er forbundet til opkaldsfunktionen, og urets medielyd er tændt. Ellers kan det kun styre mobiltelefonen til at afspille musik.



Stemmeassistent

Start stemmeassistenten, så ringer den til telefonens stemmeassistenter, f.eks. Siri, Xiaoai, Xiaoyi osv., for at fuldføre opkaldet, afspille musik osv.

Bemærk: Denne funktion kan kun bruges, når urets Bluetooth er forbundet til telefonens Bluetooth.




Periodeopfølgning

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis kønnet er indstillet til kvinde i APPEN, og kvindelige brugere kan indstille deres personlige fysiologi i APP-statuspåmindelsen. Du kan indstille fire statusser: menstruation, graviditet, graviditet og moderskab.

Sport-tilstand

Blandt funktionerne tilbyder smartwatchet over 150 sportstilstande. Hver sportstilstand er professionelt indstillet, og uret overvåger træningstid, puls, kalorier og andre træningsdata under træning for at hjælpe dig med at træne mere effektivt. (Sportstilstande kan variere for individuelle modeller.)



EKG og kropssammensætningsanalyse testbetingelser

Da vores produkt er en ny generation af elektrode-pulstestprodukter, analyseres de tre elektroder i uret ved at indsamle menneskekroppens bioelektricitet for at få puls- og HRV-rapporten. Der er derfor visse krav til ledningsevnen (nogle menneskers EKG vil være svagere). Når den menneskelige hud er relativt tør, er det nødvendigt at puste eller fugte hudkontakten mellem de tre elektroder med vand (saltvand er bedre) for at opnå elektrodeledningstestbetingelserne. (Ligner den "kobling", der påføres målestedet under en EKG-test på et hospital).

Bemærk: Især i tørt vejr om vinteren eller når klimaanlægget normalt er blæst, og huden er meget tør. Sørg for at fugte huden med vand eller luft til huden i kontakt med elektroden for at fuldføre testen. (Der er to elektroder i bunden af uret, en elektrode på forsiden, og alle tre skal være i god kontakt med huden, ellers vil der være afbrydelser, dataustabilitet eller fejl).


EKG- og kropskomponentanalysemetode

1. Før du måler blodtryk og puls, skal du hvile roligt i mere end 5 minutter og ikke spise, ryge, tage medicin eller drikke koffein i 2 timer før testen.
2. Under testen skal du indtage en behagelig og statisk siddestilling, opretholde en stabil sindstilstand og forhindre at tale.
3. Tag uret på dit venstre håndled under testen, brug derefter din højre pegefinger til at røre ved urets elektroder moderat, og tryk forsigtigt på den øverste del af uret med din langefinger, så de to elektrodekontakter i bunden kan røre ved hinanden samtidig under testen, og du ikke kan trykke for hårdt på elektroderne, som vist i figur 1 nedenfor.

EKG'et producerer ikke værdibehandlingsmetode

Hvis testen mislykkes, skal du udføre følgende trin:

1. Tag vejrtrækning i henhold til testforholdene, eller fugt huden i kontakt med saltvand, før du tester igen.
2. I EKG-grænsefladen skal du trykke og holde midten af skærmen nede i 2 sekunder for at åbne EKG-kalibreringsgrænsefladen. Klik på startknappen, og uret vil automatisk matche kalibreringen (rør ikke elektroderne på siden af skærmen under kalibreringen). Stryg til venstre eller højre for at afslutte, når kalibreringen er fuldført. Prøv derefter igen! Som vist i figur 2, figur 3, figur 4.



Ofte stillede spørgsmål

Dette produkt opfylder kravene til IP67-beskyttelsesniveauet i henhold til IEC 60529:2013-standarden.

- Det kan forhindre støvforhold såsom stuer, kontorer, laboratorier, letindustriestudier, opbevaringsrum osv. og er ikke egnet til særlige støvmiljøer. Stænksikkert vand, men det anbefales ikke at nedsænke enheden i vand. Du kan bære og bruge den under træning, når den udsættes for sved, i regn og når du vasker hænder.
- Ikke relevant for: Svømning, snorkling, dykning, scuba-dykning og andre aktiviteter, der udføres i vand i lang tid, brusere, varme kilder, saunaer (dampbade) og andre aktiviteter, der udføres i et miljø med høj temperatur og fugtighed. Ikke relevant for aktiviteter, der er i kontakt med højhastighedsvand og anden ukorrekt brugsadfærd og scenarier, der kan placere enheden i vand mere end 1 meter dybt, eller nedsænke enheden i vand i mere end 30 minutter, og er ikke egnet til brug af produktet i et fugtigt miljø i lang tid.
- Da knappen er en aktiv enhed, og dens brugsfrekvens er relativt høj, vil sliddet på nøglebeskyttelsesanordningen være større end på andre beskyttelsesanordninger. Hvis du trykker på knappen under vand, kan det forårsage væskeindtrængning og påvirke produktets brug.
- Da knappen er en aktiv enhed, og dens brugsfrekvens er relativt høj, vil sliddet på tastbeskyttelsesenheden være større end på andre beskyttelsesenheder. Hvis du trykker på knappen under vand, kan det forårsage væskeindtrængning og påvirke produktets brug.
- Det er forbudt at oplade produktet i våd tilstand.
- Udstyrets beskyttelsesevne er tæt forbundet med omgivelsestemperatur og luftfugtighed: i nogle tilfælde vil høj temperatur og høj luftfugtighed føre til en forringelse af den vandtætte strukturs ydeevne og påvirke den vandtætte effekt, så brug af produktet i et sådant miljø bør undgås.
- Støv- og vandafvisende enhed er ikke permanent og kan forringes med tiden og daglig slitage. Støv- og vandafvisende enhed gælder kun for urhuset, andre dele (f.eks. rem, opladningskabel, emballage) er ikke inkluderet.

1. Joeme Fit-appen kunne ikke oprette forbindelse til uret.

- Det anbefales at opdatere Joeme Fit-appen til den nyeste version.
- Sørg for, at din telefons Bluetooth er tændt, og bekræft, at din telefons system er kompatibelt med Android 8.0 eller iOS 13.0 eller nyere.
- Det anbefales at lukke alle programmer, genstarte din telefons Bluetooth og derefter åbne Joeme Fit for at søge igen.

2. Smartwatchet modtager ikke beskeder eller telefonnotifikationer.

- Sørg for, at dit smartarmbånd er forbundet til din mobiltelefon via Joeme Fit-appen.
- Du skal aktivere den smarte påmindelsesfunktion og aktivere påmindelsesfunktionen i Joeme Fit-appen.
- Sørg for, at din telefons Bluetooth er tændt.

3. Skal jeg altid forbinde mit smartband til min telefon og uret?

- (For følgende funktioner: skridttælling, pulsmåling, søvnmåling, distance, kalorie- og sportstilstand, tidtælling, timer, ur, lysstyrkejustering osv. kan du bruge dem uden at oprette forbindelse til appen, og efter at smartenheden er blevet tilsluttet mobiltelefonen igen inden for tre dage, synkroniseres de relevante data med appen.)
- (For følgende funktioner: opkald, opkaldspåmindelse, beskednotifikation, find mobiltelefon, tag billeder osv. skal de funktioner, der skal bruges med mobiltelefonen, sikres, at smartphonen normalt er forbundet til Joeme Fit APP'en, før den kan bruges.)

4. Hvorfor kan jeg ikke have et smartwatch på, mens jeg tager et varmt brusebad?

Badevandet har en høj temperatur og producerer en masse damp. Når temperaturen falder, kondenserer vandstrømmen til dråber, hvilket let kan føre til interne kortslutninger og skader. Hvis du er i vandet i længere tid, f.eks. ved dykning eller badning, skal du tage uret af for at undgå, at ændringer i vandtrykket påvirker funktionen.

5. Hvorfor er der uoverensstemmelse mellem puls, blodsukker, blodtryk og andre fysiske sundhedsværdier på smartwatchet og de målte værdier fra det medicinske udstyr?

- Måleresultaterne vil variere afhængigt af det måleprincip, der anvendes af forskellige enheder.
- Urets måling har også målefejl inden for det tilladte område.
- Smartwatchet er ikke et professionelt behandlingsapparat, og de målte sundhedsdata bruges kun som reference til brugerens daglige kropsstyring og kan ikke bruges som medicinsk udstyr.

Bemærk: Vi anbefaler at bruge en 5V/1A strømadapter til 2-3 timers opladning. For at undgå funktionsfejl må du ikke bruge en strømadapter af dårlig kvalitet til opladning. Efter opladning skal du frakoble strømadapteren og opladningskablet i tide.