

Trådløs 4-i-1 Bio-Pulse-massager med varme- og lysbehandling



Funktionsintroduktion

Afslappende meridianer, varm kompressterapi, vibrationsmassage, forbedring af mikrocirkulationen.




1. Skærm
2. Mikroelektrisk kontakt
3. Varme-/rødlyskontakt
4. Vibrationskontakt
5. Langt tryk: Tænd/sluk
6. Mikroelektrisk kontaktpunkt

Brugsanvisning


1. Tænd

Tryk længe på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder for at tænde eller slukke enheden. Når den er tændt, går den som standard i standbytilstand. Vælg din foretrukne tilstand. Det digitale rør viser en 20-minutters nedtællingstimer.

2. Mikro elektrisk fysioterapifunktion

Tryk én gang  på knappen for at aktivere den mikroelektriske fysioterapifunktion. Gearnummeret vises som 1. Hvert tryk på den mikroelektriske knap øger gearet med et. Det maksimale gear er 9. Når gear 9 er nået, skifter den tilbage til gear 0. Gear 0 er inaktivt, og gear 9 er det kraftigste. Den maksimale udgangsspænding er $\leq 10\text{ov}$.

3. Varme- og rødlysfysioterapifunktion

Tryk én gang  på knappen for at aktivere varme- og rødlysfysioterapifunktionen. Gearnummeret vises som 1. Hvert tryk på den røde lysvarmeknap øger gearet med et. Det maksimale gear er 9. Når gear 9 er nået, skifter den tilbage til gear 0. Gear 0 er inaktivt, og gear 9 er det kraftigste. Den maksimale temperatur er $\leq 60^{\circ}\text{C}$.

4. Vibrationsfysioterapifunktion

Tryk én gang  på knappen for at aktivere vibrationsfysioterapifunktionen.

Gearnummeret vises som 1. Hvert tryk på vibrationsknappen øger gearet med et. Det maksimale gear er 9. Når gear 9 er nået, skifter den tilbage til gear 0. Gear 0 er inaktivt, og gear 9 er det kraftigste.

Opladningstrin

Det anbefales at bruge et mobiltelefonopladerhoved med et opladningskabel tilsluttet type C-opladningsporten til opladning. Den normale opladningstid er 3-4 timer. Under opladning indikerer kontinuerlig blinkning, at opladningen er i gang, og et konstant lys indikerer en fuld opladning.

Varme tips

Når du bruger produktet, skal du starte testen med minimumsindstillingerne for mikroelektricitet, temperatur og vibration. Øg dem derefter langsomt, indtil du har fundet det mest passende gear for dig selv, før du bruger det. Juster ikke direkte til den maksimale indstilling for at undgå ubehag i huden.

Når du bruger den mikroelektriske funktion, må du ikke røre huden let. Tryk let på huden for at forhindre, at for stor mikrostrøm forårsager ubehag eller skræmmer dig. Under brug kan det forstærke effekten at påføre et varmt håndklæde eller æterisk olie på det påførte område.

Det anbefales at rengøre produktet grundigt efter hver brug, eller at bruge en tør klud dyppet i fortyndet neutralt rengøringsmiddel (såsom opvaskemiddel eller vaskemiddel) til at skrubbe det rent og derefter tørre det.

Enheden slukker automatisk hvert 20. minut som en normal beskyttelsesprocedure.